



加熱の目安

加熱：約12分

1回に作れる分量

2～5人分

使用付属品



テーブルプレート
下段

注意



付属品の出し入れは、やけどのおそれがあるので、厚めの乾いたふきんやお手持ちのオーブン用手袋を使う

指示

- 取り出したテーブルプレートは、熱に弱い場所には置かないでください
開いたドアの上に置きます

- 子供や幼児が触れないように気をつけてください

作りかた

1. 冷凍今川焼きの包装や容器（トレー）をすべて外し、取り外したテーブルプレートの中央に寄せて並べる。
2. ①を**下段**に入れ **冷凍食品** **53 冷凍今川焼き** で、加熱する。

材料

材料	2人分	3人分	4人分	5人分
冷凍今川焼き(1個約80gの物)	2個(160g)	3個(240g)	4個(320g)	5個(400g)

冷凍今川焼きのコツ

皿などの容器は使わない

加熱し過ぎ、加熱不足の原因になります。

2人分（2個）は

冷凍食品 **53 冷凍今川焼き** **少人数** で加熱します。

5人分（5個）は

仕上がり調節 **強** で加熱します。