



## 加熱の目安

約12分

1回に作れる分量

2~5人分

## 使用付属品



テーブルプレート  
下段

材料	2人分	3人分	4人分	5人分
冷凍今川焼き(1個約80gの物)	2個(160g)	3個(240g)	4個(320g)	5個(400g)

## 作りかた

1. 冷凍今川焼きの包装や容器（トレー）をすべて外し、取り外したテーブルプレートの中央に寄せて並べる。
2. ①を**下段**に入れ **冷凍食品パリッと調理** **25 冷凍今川焼き** で、加熱する。

## 注意

- 付属品の出し入れは、やけどのおそれがあるので、厚めの乾いたふきんやお手持ちのオープン用手袋を使う**
  - 取り出したテーブルプレートは、熱に弱い場所には置かないでください
  - 開いたドアの上に置きます
  - 子供や幼児が触れないように気をつけてください

## 冷凍今川焼きのコツ

### 皿などの容器は使わない

加熱し過ぎ、加熱不足の原因になります。

### 2人分（2個）は

仕上がり調節 **弱** で加熱します。

### 5人分（5個）は

仕上がり調節 **強** で加熱します。