



加熱の目安

約16分

1回に作れる分量

1枚分(100~300g)

使用付属品



テーブルプレート
下段

材料	1枚(約100g)	1枚(約200g)	1枚(約300g)
冷凍ピザ	1枚(約100g)	1枚(約200g)	1枚(約300g)

作りかた

- 冷凍ピザの包装や容器(トレー)をすべて外し、オープンシートを取り出したテーブルプレートにのせ、食品を中央に置く。
- ①を**下段**に入れ **冷凍食品パリッと調理 71 冷凍ピザ** で、加熱する。

注意



付属品の出し入れは、やけどのおそれがあるので、厚めの乾いたふきんやお手持ちのオープン用手袋を使う

●取り出したテーブルプレートは、熱に弱い場所には置かないでください

開いたドアの上に置きます

●子供や幼児が触れないように気をつけてください

冷凍ピザのコツ

皿などの容器は使わない

加熱し過ぎ、加熱不足の原因になります。

分量と仕上がり調節の使いわけ

分量(1枚あたり)

200~300g

150~200g

100~150g

仕上がり調節

強

やや強

中