

手動

市販の冷凍グラタン

手動

オープン

200℃

加熱：25～35分

使用付属品



テーブルプレート
下段

| 材料 | 1個分 | 2個分 | 3個分 | 4個分 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 市販の冷凍グラタン | 1個（約240g） | 2個（約480g） | 3個（約720g） | 4個（約960g） |

作りかた

- アルミケース皿のまま（1～4皿まで）、取り外したテーブルプレートに下図のように中央に寄せて並べて、**下段**に入れ **オープン** **予熱無** **予熱無** **200℃** **25～35分** で加熱する。

1人分 2人分 3人分 4人分



4人分がナナメに入らないときはこのように並べます。

ひとくちメモ

アルミケース皿のふちを折り上げて焼くと、ふきこぼれが防げます。レンジ用のプラスチック製容器の物は焼けません。（容器変形の原因になります。）