



加熱の目安

加熱：約12分

1回に作れる分量

2～5人分

使用付属品



テーブルプレート
中段

注意



付属品の出し入れは、やけどのおそれがあるので、厚めの乾いたふきんやお手持ちのオープン用手袋を使う

●取り出したテーブルプレートは、熱に弱い場所には置かないでください 開いたドアの上に置きます

●子供や幼児が触れないように気をつけてください

作りかた

1. 冷凍今川焼きの包装や容器(トレー)をすべて外し、取り外したテーブルプレートの中央に寄せて並べる。
2. ①を**中段**に入れ **冷凍メニュー** **32 冷凍今川焼き** で、加熱する。

材料

材料	2人分	3人分	4人分	5人分
冷凍今川焼き(1個約80gの物)	2個(160g)	3個(240g)	4個(320g)	5個(400g)

冷凍今川焼きのコツ

皿などの容器は使わない

加熱し過ぎ、加熱不足の原因になります。

2人分(2個)は

仕上がり調節 **弱** で加熱します。

5人分(5個)は

仕上がり調節 **強** で加熱します。