

冷凍たい焼き



作りかた

1. 冷凍たい焼きの包装や容器(トレー)をすべて外し、取り外したテーブルプレートの中央に寄せて並べる。
2. ①を **中段** に入れ **冷凍メニュー 33 冷凍たい焼き** で、加熱する。

加熱の目安

加熱：約12分

1回に作れる分量

2~5人分

使用付属品



テーブルプレート
中段

注意



付属品の出し入れは、やけどのおそれがあるので、厚めの乾いたふきんやお手持ちのオープン用手袋を使う

- 取り出したテーブルプレートは、熱に弱い場所には置かないでください 開いたドアの上に置きます
- 子供や幼児が触れないように気をつけてください

材料

	2人分	3人分	4人分	5人分
冷凍たい焼き(1個約80gの物)	2個(160g)	3個(240g)	4個(320g)	5個(400g)

冷凍たい焼きのコツ

皿などの容器は使わない

加熱し過ぎ、加熱不足の原因になります。

2人分(2個)は

仕上がり調節 **弱** で加熱します。

5人分(5個)は

仕上がり調節 **強** で加熱します。