



加熱の目安

約12分

1回に作れる分量

2~5人分

使用付属品



テーブルプレート
中段

材料

冷凍今川焼き(1個約80gの物)

2人分

2個(160g)

3人分

3個(240g)

4人分

4個(320g)

5人分

5個(400g)

作りかた

1. 冷凍今川焼きの包装や容器（トレー）をすべて外し、取り外したテーブルプレートの中央に寄せて並べる。
2. ①を **中段** に入れ **冷凍メニュー 34 冷凍今川焼き** で、加熱する。

注意

- 付属品の出し入れは、やけどのおそれがあるので、厚めの乾いたふきんやお手持ちのオープン用手袋を使う
 - 取り出したテーブルプレートは、熱に弱い場所には置かないでください 開いたドアの上に置きます
- 子供や幼児が触れないように気をつけてください

冷凍今川焼きのコツ

皿などの容器は使わない

加熱し過ぎ、加熱不足の原因になります。

2人分（2個）は

仕上がり調節 **弱** で加熱します。

5人分（5個）は

仕上がり調節 **強** で加熱します。