

冷凍たい焼き



加熱の目安

約12分

1回に作れる分量

2~5人分

使用付属品

テーブルプレート
中段

材料	2人分	3人分	4人分	5人分
冷凍たい焼き(1個約80gの物)	2個(160g)	3個(240g)	4個(320g)	5個(400g)

作りかた

- 冷凍たい焼きの包装や容器（トレー）をすべて外し、取り外したテーブルプレートの中央に寄せて並べる。
- ①を**中段**に入れ **スイーツ/パン** **88 冷凍たい焼き** で、加熱する。

注意

- 付属品の出し入れは、やけどのおそれがあるので、厚めの乾いたふきんやお手持ちのオープン用手袋を使う
 - 取り出したテーブルプレートは、熱に弱い場所には置かないでください 開いたドアの上に置きます
 - 子供や幼児が触れないように気をつけてください

冷凍たい焼きのコツ

皿などの容器は使わない

加熱し過ぎ、加熱不足の原因になります。

2人分（2個）は

仕上がり調節 **弱** で加熱します。

5人分（5個）は

仕上がり調節 **強** で加熱します。