

# 市販の冷凍グラタン

材料	1個分	2個分	3個分	4個分
市販の冷凍グラタン	1個 (約240g)	2個 (約480g)	3個 (約720g)	4個 (約960g)

## 作りかた

- アルミケース皿のまま（1～4皿まで）、取り外したテーブルプレートに下図のように中央に寄せて並べて、**中段**に入れ **オーブン** **予熱有** **200℃** **35～45分** で加熱する。



### ひとくちメモ

アルミケース皿のふちを折り上げて焼くと、ふきこぼれが防げます。レンジ用のプラスチック製容器の物は焼けません。（容器変形の原因になります。）